

# Les cahiers d'expériences

## Spécial Enseignement Professionnel

Édition 2010



Des malles  
et des nouveautés  
pour tout  
le programme

 **Jeulin** Partageons l'expérience



[www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)



**0 825 563 563**

0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe





# Les services Jeulin



**Vous**  
**commandez**  
en toute facilité

Par internet : [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

Par téléphone : 0 825 563 563

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30  
sans interruption\*

\*0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe

• +33 (0)2 32 29 40 23 uniquement pour l'international

Par fax : 0 825 564 399

• +33 (0)2 32 29 43 24 uniquement pour l'international

Par courrier : Jeulin - BP 1900  
27019 Evreux Cedex France

**Nous vous livrons**  
**rapidement**  
et au meilleur prix



**En 48 heures\***

Pour toute commande passée avant 12 h 00 avec un tarif forfaitaire de 16 € TTC.

**En 8 jours\***

Pour toute commande moyennant des frais d'envoi de 8 € TTC.

**Vous bénéficiez des frais d'expédition OFFERTS\***

Si votre commande, passée sur internet, est égale ou supérieure à 60 € TTC.

\*Service réservé à la France métropolitaine.



**Pour vous accompagner** au quotidien

**Notre équipe de conseillers à votre écoute**

- Dans votre région, votre conseiller réalise sur demande des démonstrations, des devis et organise dans votre établissement des formations Ex.A.O. sur mesure.
- Notre assistance technique gratuite\*, animée par des spécialistes de physique appliquée répondent à toutes vos questions techniques.

**La garantie d'une prestation de qualité**

- Tous nos produits sont garantis 2 ans.
- Satisfaits ou remboursés, vous avez 15 jours pour choisir !  
Modalités dans les conditions générales de vente.
- Pour retourner vos produits, c'est simple. Vous n'avez aucune démarche à effectuer auprès d'un transporteur. Contactez notre SAV au 0 825 563 563 et nous vous expliquerons la mise en place du kit Coli'facil.

## Sommaire

- **Nouveautés**
- **Mallettes LP**
- **Mallettes CAP**

p. 3 à 8  
p. 9 à 21  
p. 22 à 30



Imprimé en France par un imprimeur Imprim'Vert, marque de son engagement à réduire son impact sur l'environnement.  
Le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement.



# Maquette Boîte de vitesse


**Économique  
et démonstrative**

## LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Solution économique
- Nombreuses mesures possibles (couple, vitesse, puissance)
- Effet visuel garanti
- Facile à utiliser et à mettre en œuvre

### Programme

- T2 "Comment passer de la vitesse des roues à celle de la voiture ?"
- T6 "Qu'est ce qu'une voiture puissance ?"



### La solution polyvalente !!

- 3 rapports
- Vidéo synchronisée
- Mesures tachymétriques
- Mesures électriques
- Détermination d'un couple

conçu par  
**jeulin**

Cette maquette permet d'étudier le rôle d'une boîte de vitesse, répondant aux thèmes T2 et T6 du programme de sciences physiques de lycée professionnel.

Elle permet de lier vitesse angulaire et vitesse linéaire, également la possibilité de relever les caractéristiques "couple-vitesse". L'utilisation de masses à crochet en sortie de boîte de vitesse, permet de lier le couple à la charge entraînée.

La modularité des mesures (couple, vitesse, tension, courant) permet de valider expérimentalement les connaissances et d'investiguer sur une multitude de scénarii.

#### Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 12V continu  
3 rapports de réduction  
Support de mesure tachymétrique  
Choix du sens de rotation  
Dimensions (L x l x h) : 160 x 80 x 100 mm.

### À découvrir

#### Les masses à crochet



page 103 du catalogue  
Physique-Chimie 2010-2011

#### Maquette Boîte de vitesse

Réf. 280 001 00\* **150,50 € HT** 180,00 € TTC

\*Disponibilité fin 2010

#### Complément conseillé

Alimentation Evolution® F6/F12 6-12 V / 5 A

Réf. 281 083 10 **173,08 € HT** 207,00 € TTC

## Le principe d'Archimède appliqué au ballast



2 seringues montées sur un support facilitent le réglage du ballast.

### Fonctionnement

2 tubes réservoirs sont assemblés sur le même axe et étanche l'un par rapport à l'autre.

Une ouverture en dessous de chaque tube permet l'évacuation et le remplissage de chaque réservoir.

Les élèves agissent sur 2 seringues, chacune d'elles étant reliée à un réservoir, qui aura pour effet de "ballaster ou déballaster".

Vos élèves vont pouvoir :

- reproduire l'immersion d'un sous-marin,
- corriger son assiette en fonction d'une différence de poids entre l'avant et l'arrière du sous-marin.


### Composition

- 2 ballasts assemblés prêts à l'emploi
- 2 tuyaux plastiques souples Long. 1 m
- 2 robinets
- 2 seringues de 60 mL
- 1 support de seringue
- 1 masse de 200 g
- 1 masse de 20 g


## Maquette Ballast

### Programme

- Comprendre comment un sous-marin garde une assiette horizontale
- Correction du gîte avec un chargement déséquilibré
- Principe de l'immersion



Évacuation / remplissage



▲ Exemple de manipulation avec un déséquilibre compensé par un supplément d'air dans l'un des deux ballasts.

### Maquette Ballast

Réf. 242 006 00\* **79,00 € HT** 94,48 € TTC

\*Disponibilité rentrée 2010

### Compléments conseillés

Socle avec tige ou équivalent  
pour l'accroche des tuyaux en hauteur  
Aquarium 20 L

## Principe de la poussée d'Archimède

Ensemble simple et économique permettant de mettre en évidence le principe de la poussée d'Archimède.

### Composition

- 1 vase à trop plein
- 1 petit bécher
- 1 cylindre métallique plein
- 1 cylindre creux avec anses
- 1 dynamomètre

### Principe de la poussée d'Archimède

Réf. 242 007 01\* **33,36 € HT** 39,90 € TTC

\*Disponibilité rentrée 2010




## Banc d'essai 3 haut-parleurs

### Programme

Permet de montrer que chaque haut-parleur, selon ses caractéristiques propres, travaille dans une bande de fréquence spécifique

**La solution idéale  
pour l'étude du son**



▲ Mesure avec un sonomètre autonome ou idéalement en ESAO avec une console Primo et le capteur sonomètre VTT

Ce banc de test à 3 haut-parleurs permet de montrer que chaque haut-parleur, selon ses caractéristiques de fabrication, favorise une bande de fréquence spécifique. Cette séparation des bandes de fréquences permet d'obtenir des systèmes home-cinéma à plusieurs haut-parleurs (ex. 5.1 ou 7.1) avec un son d'excellente qualité, qu'un haut parleur large bande ne saurait reproduire.

Nécessite un générateur de fonctions amplifié.

### Composition

1 Woofer 8" 40 W, 40 - 5000 Hz  
1 Medium 4" 12 W, 90 - 10000 Hz  
1 Tweeter 10 W, 3000 - 20000 Hz  
Entrée par douilles de sécurité Ø 4 mm

### Banc d'essai 3 haut-parleurs

Réf. 292 081 00\* **167,00 € HT** 199,73 € TTC  
\*Disponibilité rentrée 2010

### Compléments conseillés

Générateur de fonctions GF5  
Réf. 293 055 58 **479,93 € HT** 574,00 € TTC  
Sonomètre JLS10  
Réf. 351 055 28 **231,60 € HT** 277,00 € TTC  
Capteur sonomètre VTT/Primo  
Réf. 472 021 38 **102,01 € HT** 122,00 € TTC


## Tube atténuation phonique

### Programme

CM3/HS3

- Vérifier la décroissance de l'intensité sonore en fonction de la distance
- Comparer l'atténuation phonique obtenue avec différents matériaux isolants
- Étude de l'addition des niveaux sonores

**Une solution complète  
pour l'étude des sons**



### Complément haut-parleur

Le haut-parleur présent sur le tube atténuation phonique est démontable, et vous permet avec le second complément haut-parleur fournit d'étudier l'additivité sonore.

Ce tube atténuation phonique est entièrement démontable pour que l'élève puisse vérifier par l'expérience la décroissance de l'intensité sonore en fonction de la distance, mais également l'addition sonore avec le complément haut-parleur fournit.

### Caractéristiques techniques

Haut-parleur 8 Ω - 2 W avec douilles de sécurité Ø 4 mm.  
Dimensions L x l x h : 430 x 105 x 70 mm

### Tube atténuation phonique

Réf. 302 328 02 **103,68 € HT** 124,00 € TTC


### Complément conseillé

Générateur basse fréquence GF4  
Réf. 293 037 14 **393,81 € HT** 471,00 € TTC

Une solution simple  
et complète  
pour étudier un cas concret  
d'entreprise




▲ Cos  $\varphi$  non corrigé



▲ Cos  $\varphi$  corrigé

## Maquette Étude du facteur de puissance



Cette maquette permet à l'élève d'aborder les notions de facteur de puissance et donc de déphasage dans un cas concret d'entreprise.

Il pourra investiguer avec des choix multiples de composants, lui permettant en temps réel via une console ESAO® ou un oscilloscope, d'observer rapidement le déphasage du courant sur la tension, de déterminer les caractéristiques d'un dipôle. La simplicité de câblage et de mise en œuvre lui facilitera l'approche du phénomène physique.

### Caractéristiques techniques

Alimentation par Générateur de fonction (1 kHz)  
2 valeurs d'inductances au choix  
2 valeurs de résistances au choix  
8 valeurs de condensateurs au choix

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Complète et compacte : remplace idéalement des montages complexes et facilite la mise en œuvre
- Modulaire : la diversité de choix des valeurs de composants favorise l'investigation
- Simple et efficace : raccordements simples et sécurisés

#### Maquette Étude du facteur de puissance

Réf. 270 001 00\* **75,25 € HT** 90,00 € TTC


\*Disponibilité fin 2010

#### Compléments conseillés

Générateur de fonctions GF5		
Réf. 293 055 50	<b>479,93 € HT</b>	574,00 € TTC
Console ESAO® Primo		
Réf. 451 038 10	<b>266,72 € HT</b>	319,00 € TTC
Capteur ampèremètre RMS VTT®		
Réf. 472 024 21	<b>63,55 € HT</b>	76,00 € TTC
Capteur voltmètre RMS VTT®		
Réf. 472 023 32	<b>61,87 € HT</b>	74,00 € TTC

## Ensemble Fonctionnement d'un accumulateur

Étanche  
et sécurisé



Cet ensemble, permet de mettre en évidence le principe de fonctionnement d'un accumulateur au plomb, de manière totalement sécurisée.

Les cycles de charge et décharge peuvent être relevés par l'élève. Il pourra également observer que la décharge est fonction du dipôle utilisé en sortie de l'accumulateur.

### Caractéristiques techniques

Boîtier IP65 étanche, résistant aux chocs. Batterie 2 V - 300 mA.  
Alimentation de 5 à 30 V continu, régulée à 3,3 V en charge de batterie. Capacité 300 mL maxi. d'acide sulfurique. Électrodes en plomb non fournies

Attention, l'accumulateur s'utilise exclusivement avec le complément "charge et décharge" fourni.

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Boîtier accumulateur étanche : évite les contacts directs avec l'acide sulfurique
- Complément de mesure dédié : facilite le câblage et permet des mesures en toute sécurité. Compatibilité avec les dipôles UME (Del et ampoules).
- Idéal en Ex.A.O.
- Durée de vie importante

#### Ensemble Fonctionnement d'un accumulateur

Réf. 282 034 00\* **79,43 € HT** 95,00 € TTC


\*Disponibilité rentrée 2010.

#### Compléments conseillés

Alimentation Évolution® F6/F12		
Réf. 281 083 53	<b>173,08 € HT</b>	207,00 € TTC
Gants en vinyle		
Réf. 150 065 43	<b>8,45 € HT</b>	10,10 € TTC
Sur-lunettes Éco		
Réf. 150 093 11	<b>2,68 € HT</b>	3,20 € TTC

#### Consommables

Lames de plomb		
Réf. 107 099 28	<b>3,34 € HT</b>	4,00 € TTC
Acide sulfurique à 0,5 M		
Réf. 106 105 24	<b>10,03 € HT</b>	12,00 € TTC



▲ Courbe des cycles de charge et décharge



## Iniscope

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Face avant en français
- Zones de couleur
- Entrées sur douilles de sécurité Ø 4 mm
- Le plus grand écran couleur de sa catégorie

Le 1<sup>er</sup>  
oscilloscope  
didactique  
numérique



Léger et peu encombrant, l'iniscope est l'atout pédagogique majeur permettant d'explorer le monde complexe de l'oscilloscope de manière simplissime.

#### Caractéristiques techniques

Bande passante 25 MHz ; 2 voies  
Interface USB  
Masse 1 kg  
Appareil silencieux 0 dB  
Alimentation : 100 V à 240 V, 50 Hz protégée par fusible  
Sécurité : conforme à la norme EN61010 Cat II 300 V  
Livré avec mode d'emploi en français, didacticiel de démarrage rapide, cordon d'alimentation et logiciel de communication.

Plus de détails sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

#### Iniscope

Réf. 291 105 04 550,00 € HT 657,80 € TTC

## Photorésistance ELIO

Boîtiers très solide avec capots en plastique résistant aux chocs et douilles de sécurité latérales. Montage permettant d'étudier les caractéristiques d'une photorésistance en fonction de la longueur d'onde de la source lumineuse.

#### Caractéristiques techniques


LDR référence VT43N2 ; R dans l'obscurité : 300 kΩ ; R sous 10 Lux : 8 kΩ

#### Photorésistance ELIO

Réf. 283 238 01\* 15,89 € HT 19,00 € TTC

\*Vente en volume nous consulter.

## Capteur Pince ampèremétrique



Le capteur à effet Hall permet une mesure de courant sans interrompre le circuit. Il suffit de présenter le câble dans l'entrefer de la pince, vous disposez alors instantanément de la valeur du courant traversé en AC, comme en DC. Cet accessoire vous donne également la capacité, soit d'étudier la valeur RMS du signal, soit la valeur instantanée.

#### Caractéristiques techniques

Gamme de mesure : de 3 mA à 2 A AC ou 3 A DC.  
Réglage du zéro manuel  
Bande passante : 2 kHz  
Précision : +/- 5% de la mesure +/- 3 mA.  
Dimensions : 231 x 67 x 36 mm  
Notice à télécharger sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

#### Capteur pince ampèremétrique

Réf. 472 055 01 209,03 € HT 250,00 € TTC

## Capteur Ohmmètre

### Programme

2<sup>de</sup> professionnelle : Module CME1  
Quelle est la différence entre température et chaleur ?



Combiné à un capteur température, le capteur ohmmètre permet l'étude directe de la résistance renvoyée par un composant comme une thermistance CTP ou CTN. Grâce à l'Ex.A.O., il est alors possible de tracer le graphique  $T=f(R)$  et d'effectuer son exploitation mathématique. Facile d'emploi et de mise en oeuvre rapide, il permet l'étude de la notion d'étalonnage d'un thermomètre.

#### Caractéristiques techniques

Gammes de mesure : 0 / 5 kΩ et 0 / 50 kΩ  
Résolution : 1,25 Ω - 12,5 Ω  
Précision : 1 %

#### Capteur Ohmmètre

Réf. 472 085 00\* 75,00 € HT 89,70 € TTC

\*Disponibilité rentrée 2010.

#### Compléments conseillés

Lot de 10 thermistors

Réf. 303 036 13 6,69 € HT 8,00 € TTC

## Kit protection et corrosion du fer

TP clé en main !  
Expériences visuelles  
et rapides



Une approche originale de l'oxydation des métaux donnant une explication expérimentale de la règle du gamma.

### Composition

1 fil de cuivre Ø 1 mm ; 1 fil d'aluminium Ø 1 mm ; 5 clous ;  
2 solutions réactionnelles ; 2 récipients d'agar-agar 2 g ; 2 boîtes de pétri

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- 2 manipulations complètes sans préparation préalable
- Protocole simple
- Utilisation de produit non-dangereux
- 3 métaux différents pour interpréter plus facilement

#### Kit protection et corrosion du fer

Réf. 107 105 01	Prix unitaire	
de 1 à 5	15,50 € HT	18,54 € TTC
6 et +	14,60 € HT	17,46 € TTC

#### Compléments conseillés

2 béchers de 100 mL  
1 système de chauffage

Diminuer  
le temps  
de préparation  
pour favoriser  
la pédagogie



Une manipulation classique mais essentielle pour l'initiation à la chimie organique. L'élève synthétise des produits grâce à des manipulations simples et met en évidence, par l'intermédiaire de tests caractéristiques, ces résultats.

### Composition

15 ampoules de 3 alcools ; 5 ampoules d'acide ; 1 flacon de potassium permanganate

## Kit oxydations des alcools

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Ampoules sécables pré-dosées
- 3 synthèses possibles
- Préparation pour 5 binômes

#### Kit oxydations des alcools

Réf. 102 152 01	Prix unitaire	
de 1 à 5	27,38 € HT	32,75 € TTC
6 et +	26,30 € HT	31,45 € TTC

#### Compléments conseillés

1 montage de distillation simple  
1 système de chauffage  
Tube à essai  
Bécher en verre

## Kit tests caractéristiques des ions lycée

### LES + DE LA NOUVEAUTÉ

- Solutions pré-dosées
- Jusqu'à 10 x 8 tests
- Bonne visibilité du précipité

#### Kit tests caractéristiques des ions lycée

Réf. 105 009 01	32,61 € HT	39,00 € TTC
-----------------	------------	-------------

#### Compléments conseillés

Tubes à essai		
Réf. 713 059 33	6,02 € HT	7,20 € TTC
Support 6 tubes simple		
Réf. 701 132 34	2,26 € HT	2,70 € TTC



Solutions conçues pour mettre en évidence les ions  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ .

### Composition

9 flacons compte-gouttes 30 mL plastique  
1 flacon compte-gouttes 30 mL verre  
1 flacon compte-gouttes 60 mL plastique



## Jeulin, toujours près de vous, vous accompagne et vous propose de découvrir

- **9 mallettes didactiques LP spécialement conçues pour vous, en partenariat avec des IEN et des pédagogues :**

- Des réponses précises aux différents modules des grandes thématiques du nouveau programme avec des produits sélectionnés et adaptés à vos TP
- Des protocoles téléchargeables incluant le déroulement complet de votre séance de TP et vous accompagnant plus loin dans votre démarche pédagogique
- Un conditionnement dans une mallette à la fois solide et pratique pour un rangement facilité

Thèmes abordés	Modules	Référence	Page
Transport tronc commun	T1 / T2 / T3 / T4 / T5	250 000	10
Puissance et tenue de route	T6 / T7	250 001*	11
Chauffage, électricité et confort	CME1 / CME2 / CME4 / CME5	250 002*	12
Dispositifs de chauffage	Spécifique CME6	250 004*	13
Acoustique, isolation phonique	CME3 / HS3	250 003*	14
Optique	Spécifiques SL1 / SL2 / SL3 / SL5	250 008	15
Tronc commun hygiène et santé	HS1 / HS2 / HS4	250 006	16
Hygiène et santé	Spécifiques HS5 / HS6	250 007	17
Électricité dans l'entreprise	Spécifique CME7	250 005*	18

\* TP réalisables également en Ex.A.O.

- **8 mallettes spéciales CAP : abordez simplement le nouveau programme et étudiez les différents thèmes dans les meilleures conditions.**

Thèmes abordés	Référence	Page
Chimie 1 & 2	250 010	22
Chimie 3	250 011	23
Electricité courant continu et alternatif	250 015	24
Ex.A.O. Electricité / Acoustique	250 012	25
Ex.A.O. Thermique	250 016	27
Ex.A.O. Complément pour Méca 1	250 013	28
Mécanique 2 & 3	250 014	29
Sécurité	250 009	30

**Retrouvez sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)  
les TP en ligne ou les notices d'utilisation**

Téléchargez  
sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)  
nos fiches TP

## Mallette : Tronc commun spécial transport

### Programme

- Utilisation et interprétation d'enregistrements, chronophotographie, vidéos.
- Identification de la nature d'un mouvement à partir d'un enregistrement.
- Détermination de vitesses linéaires et de vitesse de rotation.
- Mise en évidence de l'influence de différents facteurs sur la corrosion du fer.
- Réalisation de piles et accumulateurs.
- Étude d'un circuit permettant le redressement d'un courant.
- Étude du principe du Ballast
- Étude du tube de Pitot et de l'effet Venturi
- Étude de principe fondamental de l'hydrostatique



### Composition de la mallette

- 1 logiciel Cinéris
- 1 webcam SPC 1030 NC
- 1 maquette Étude tachymètre
- 1 kit protection et corrosion du fer
- 1 pile Daniell
- 1 pile Volta
- 1 kit fonctionnement d'un accumulateur
- 1 pont de diode UME
- 1 condensateur UME 100  $\mu$ F
- 1 condensateur UME 1  $\mu$ F
- 1 résistance 10 K $\Omega$  0,25 W
- 1 platine UME (40 puits)
- 1 maquette Alternateur de démonstration
- 1 multimètre UT30F
- 1 maquette de Ballast
- 1 maquette Venturi/Pitot
- 1 tube gradué pression dans les liquides

Réf. 000 344  
Réf. 571 095  
Réf. 352 005  
Réf. 107 105  
Réf. 282 023  
Réf. 282 020  
Réf. 282 034  
Réf. 302 313  
Réf. 302 295  
Réf. 302 282  
Réf. 302 292  
Réf. 302 177  
Réf. 292 077  
Réf. 291 225  
Réf. 242 006  
Réf. 243 025  
Réf. 453 070

### Mallette complète

Réf. 250 000 00      **780,00 € HT**      932,88 € TTC

### Compléments conseillés

Pressiomètre Initio® SA	Réf. 251 041
Tachymètre Initio® SA	Réf. 351 032
Capteur tachymètre	Réf. 472 073
Capteur pressiomètre	Réf. 472 010
Capteur pression différentielle	Réf. 472 022

## Mallette : Puissance et tenue de route

### Programme

- Étude d'une boîte de vitesse
- Mesure expérimentale de la période d'une oscillation
- Utilisation d'un ensemble masse ressort
- Utilisation de la relation  $P = F/S$

Livré dans  
une mallette pour  
un rangement  
plus facile



### Composition de la mallette

- 1 maquette boîte de vitesse
- 1 pendule vertical
- 1 masse à crochet 50 g
- 1 masse à crochet 100 g
- 1 masse à crochet 200 g
- 1 capsule manométrique

Réf. 280 001  
Réf. 222 040  
Réf. 703 238  
Réf. 703 239  
Réf. 703 240  
Réf. 242 001

### Mallette complète

Réf. 250 001 00      **277,00 € HT**      331,29 € TTC

### Compléments conseillés

Mallette Forces et moments	Réf. 322 041
Tableau magnétique	Réf. 312 075
Oscillations forcées	Réf. 222 018
Loi de Mariotte	Réf. 252 051
Dynamomètre électronique	Réf. 453 103
Capteur force	Réf. 472 047
Éprouvette 1 L en polypropylène	Réf. 723 168



# Mallette didactique : Chauffage, alimentation électrique et confort

## LES + DE LA MALLETTE

- Livré avec une mallette de rangement
- Fiches TP téléchargeables sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

## Programme

- Étalonnage d'un thermomètre à alcool, d'une thermistance.
- Visualisation d'un palier de changement d'état.
- Visualisation des effets de l'intensité du courant demandée par des dipôles en dérivation.
- Le rôle d'un fusible.
- Évolution de 2 matériaux en contact.
- Identification des plastiques à partir de tests classiques.



## Composition de la mallette

- Minicongélateur
- Thermomètre à étalonner
- Thermistance CTN sécurisée
- Wattmètre Joulemètre Initio® SA
- Platine UME (40 puits)
- Fusible sur support
- Culot E10 sur support
- Fusibles 250 mA (lot de 10)
- Lampe double filament sur support
- Ampoules E10 12 V / 100 mA (lot de 10)
- Interrupteur à bascule sécurisé
- Mallette transfert d'énergie thermique
- Calorimètre à vase Dewar
- Têts à combustion (lot de 6)
- Languettes matières plastiques

Réf. 701 075  
Réf. 243 004  
Réf. 302 298  
Réf. 291 220  
Réf. 302 177  
Réf. 283 057  
Réf. 302 275  
Réf. 283 319  
Réf. 283 005  
Réf. 283 543  
Réf. 302 276  
Réf. 253 080  
Réf. 253 081  
Réf. 723 021  
Réf. 107 067

## Mallette complète

Réf. 250 002 00 **566,05 € HT** 677,00 € TTC

## Compléments conseillés

Thermomètre Initio®	Réf. 251 040
Capteur thermomètre -20/120 °C	Réf. 472 004
Thermomètre type K SA	Réf. 251 042
Capteur thermocouple	Réf. 472 041
Sonde thermocouple K	Réf. 253 063
pH mètre Initio®	Réf. 701 296
Capteur pH-mètre	Réf. 472 003
Sonde JLE10	Réf. 703 408
Burette de Mohr	Réf. 713 011
Support avec opale et 2 clips	Réf. 701 033
Burette électronique Ergolab	Réf. 701 338

# Mallette : Fonctionnement de certains dispositifs de chauffage

## LES + DE LA MALLETTE


- Conçue et réalisée par des professeurs
- Fiches TP téléchargeables sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

## Programme

- Création et détermination du sens du courant induit.
- Mesure d'un champ magnétique.
- Mesure de pression lors d'une compression de volume, loi de Boyle-Mariotte.
- Étude qualitative de l'écoulement d'un fluide, tube de Pitot et Venturi ...



Le tout livré dans une mallette : rangement plus facile.



### Composition de la mallette

- 1 maquette bobine (incluant un voltmètre), livré avec un aimant cylindrique et un noyau de fer doux Réf. 292 053
- 1 solénoïde protégé Réf. 292 076
- 1 tube de Venturi/Pitot raccordable à un manomètre à eau ou à des capteurs pression simple et différentielle (proposés en complément) Réf. 243 025
- 1 maquette loi de Mariotte Réf. 252 051

### Mallette complète

Réf. 250 004 00 **386,29 € HT** 462,00 € TTC

### Compléments conseillés

Miniteslamètre Biaxial T100	Réf. 292 020
Pressiomètre Initio®	Réf. 251 041
Capteur teslamètre	Réf. 472 026
Capteur pression différentielle	Réf. 472 022
Capteur pression simple	Réf. 472 010
Tuyau de 5 m	Réf. 723 240
DEL protégée rouge	Réf. 283 022
DEL protégée verte	Réf. 283 023


# Mallette : Acoustique, protection et isolation phonique

## LES + DE LA MALLETTE

- Fiches de TP personnalisables téléchargeables sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

### Programme

- Isolation du bruit, quels matériaux utiliser ?
- Propagation d'un son, nécessité d'un milieu, vitesse du son dans différents milieux (air, eau, solides).
- Addition de deux sons, atténuation d'un son en fonction de la distance.
- Mesure de la période, calcul de la fréquence d'un son pur.



Conforme  
au nouveau  
programme  
du Bac Pro

### Composition de la mallette

- 1 tube atténuation phonique Réf. 302 328
- 1 haut-parleur Réf. 302 061
- complément du tube atténuation phonique Réf. 293 060
- 1 générateur basses fréquences Initio® 20 kHz Réf. 453 082
- 1 bonnette d'étanchéité pour capteur sonomètre Réf. 221 024
- 1 diapason 256 Hz sur support Réf. 221 025
- 1 diapason 440 Hz sur support Réf. 251 023
- 1 buzzer pour cloche à vide Réf. 251 009
- 1 pompe à vide manuelle avec cloche et manomètre Réf. 281 243
- 1 adaptateur secteur 12 V
- 1 mallette

### Mallette complète

Réf. 250 003 00 **407,19 € HT** 487,00 € TTC

### Compléments conseillés

Sonomètre numérique	Réf. 351 031
Capteur Sonomètre	Réf. 472 021
Prolongateur VTT	Réf. 472 013
Clap Sonore	Réf. 453 127




# Mallette didactique : Optique

## LES + DE LA MALLETTE


- Conçu par des professeurs de LP pour le nouveau programme

### Programme

- Vérification expérimentale des lois de Descartes.
- Détermination d'indice de réfraction.
- Trajet d'un rayon lumineux traversant une lame à faces parallèles ou un prisme.
- Utilisation d'un banc à ultrasons.
- Transmission d'un signal sonore par fibre optique.
- Décomposition de la lumière par un spectroscope.



Plus facile à ranger  
avec la mallette



### Composition de la mallette

- 1 kit réflexion-réfraction
- 1 diode laser 1 MW
- 1 kit plan laser
- 1 cuve hémicylindrique (seule)
- 1 cuve à faces parallèles
- 1 prisme (Altuglass 30-60-90°)
- 1 générateur de fumée
- 1 émetteur-télémètre Moduson®
- 1 récepteur Moduson®
- 1 rail Moduson®
- 1 fibroptonic
- 1 miroir plan
- 1 prisme (Altuglass 30-60-90°)
- 1 spectroscope à réseau
- 1 spectroscope gradué
- 1 mallette

Réf. 202 093  
Réf. 201 032  
Réf. 202 076  
Réf. 202 217  
Réf. 803 090  
Réf. 203 012  
Réf. 212 066  
Réf. 222 036  
Réf. 222 028  
Réf. 223 005  
Réf. 202 012  
Réf. 203 103  
Réf. 203 012  
Réf. 213 028  
Réf. 213 015

### Mallette complète

Réf. 250 008 00 **346,15 € HT** 414,00 € TTC

### Compléments conseillés

Alimentation Evolio F15 / 0,4 A Réf. 281 022  
Alimentation 6/12 V Réf. 281 083

### Pour émetteur télémètre Moduson®

Oscilloscope JO20 Réf. 291 166  
Cordon BNC Banane Réf. 283 386  
Alimentation Évolution 6-12 V / 5 A Réf. 281 083

# Mallette Didactique : Tronc commun Hygiène et Santé

## LES + DE LA MALLETTE

- Livré dans une mallette pour faciliter le rangement

## Programme

- Vérification de la stabilité d'un équilibre
- Réalisation d'une chromatographie sur couche mince
- Extraction d'arôme, de colorants (hydrodistillation)
- Évaluation de la dureté d'une eau
- Modélisation de l'œil



Fiches TP  
téléchargeables sur  
[www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

### Composition de la mallette

- Maquette base de sustentation
- Plaques CCM
- Cuve pour CCM
- Micropipettes capillaires
- Erlenmeyer 250 mL ouverture large
- Ampoule à décanter 250 mL robinet Téflon
- Anneau de maintien
- Ballon monocol fond rond (250 mL) rodé / vissé
- Tête de colonne rodé / vissé
- Réfrigérant de Liebig rodé / vissé
- Allonge coudée à olive droite rodé / vissé
- Erlenmeyer 250 mL rodé / vissé
- Dureté totale en bandelettes (lot de 100)
- Maquette de l'œil

- Réf. 322 043
- Réf. 591 014
- Réf. 713 427
- Réf. 713 141
- Réf. 713 438
- Réf. 713 341
- Réf. 703 098
- Réf. 713 652
- Réf. 713 659
- Réf. 713 661
- Réf. 713 663
- Réf. 713 657
- Réf. 107 350
- Réf. 202 174

### Mallette complète

Réf. 250 006 00      **367,89 € HT**      440,00 € TTC



### Compléments conseillés

Soufflerie à air chaud	Réf. 701 306
Support Modumontage®	Réf. 701 292
Noix Polynux®	Réf. 703 452
Chauffe Ballon 250 mL régulé	Réf. 701 066
Capteur pH-mètre	Réf. 472 003
Sonde JLE10	Réf. 703 408
Burette électronique Ergolab SA	Réf. 701 338
Capteur conductimètre	Réf. 472 035
Acide éthanoïque	Réf. 106 002
Butanone	Réf. 102 091
Éthanol	Réf. 102 002
Fructose	Réf. 107 074
Glucose	Réf. 107 061
Potassium permanganate	Réf. 104 718
Saccharose	Réf. 107 109
Sodium carbonate anhydre	Réf. 106 130
Sucre vanillé	

# Mallette : Analyse chimique de composés naturels et synthétiques

## Programme

- Identification de quelques espèces chimiques présentes dans le lait.
- Extraction de la matière grasse. Extraction du lactose du lactosérum.
- Dosage de l'acide lactique dans le lait (degré Dornic).
- Identification expérimentale des fonctions cétone et aldéhyde.
- Test caractéristiques DNPH, Biuret, Miroir d'argent, liqueur de Fehling.
- Réalisation de la synthèse d'un arôme.
- Réalisation d'une saponification.
- Mise en évidence de la tension superficielle.



**Retrouvez tous  
vos compléments dans  
le nouveau catalogue  
Physique-Chimie 2010-2011**

### Composition de la mallette

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ballon monocol 250 mL rodé / vissé             | Réf. 713 652 |
| - Réfrigérant à boule rodé / vissé               | Réf. 713 660 |
| - Dispositif d'étude de la tension superficielle | Réf. 243 017 |
| - Burette de Mohr 25 mL                          | Réf. 713 011 |
| - Pince polypropylène                            | Réf. 703 284 |
| - Support en fonte avec tige                     | Réf. 703 531 |
| - Erlenmeyer 125 mL ouverture large              | Réf. 713 437 |
| - Pipette jaugée 1 mL                            | Réf. 713 289 |
| - Pipette jaugée 10 mL                           | Réf. 713 292 |

### Mallette complète

Réf. 250 007 00      **275,08 € HT**      329,00 € TTC



# Mallette : L'électricité dans l'entreprise

## LES + DE MALLETTE

- Fiches téléchargeables sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

Le tout livré dans une mallette pour un rangement facilité



### Programme

- Mise en évidence des tensions aux bornes du primaire et du secondaire d'un transformateur.
- Visualisation de tensions simples et tensions composées.
- Visualisation des courbes d'une distribution triphasée et détermination de leur déphasage.
- Illustration des pertes en ligne (nécessite les compléments proposés).



x3



Vous pouvez également réaliser vos manipulations en Ex.A.O.

### Composition de la mallette


- Module transformateur et bobine avec la possibilité de réaliser 3 rapports de transformation, le circuit magnétique étant démontable  
Réf. 292 043
- Générateur triphasé très basse tension 6 V ou 9 V avec 4 fréquences 0,1 Hz / 1 Hz / 50 Hz / 150 Hz  
Réf. 293 057
- Platine triphasé permettant de réaliser des montages triphasés étoile ou triangle  
Réf. 302 186
- 3 lampes 24 V / 50 mA enfichables  
Réf. 302 284

### Mallette complète

Réf. 250 005 00      **699,83 € HT**      837,00 € TTC

### Compléments conseillés

Joulemètre Initio® SA	Réf. 291 220
Capteur wattmètre	Réf. 472 070
Module transformateur et bobines	Réf. 292 043
Douille E10	Réf. 283 044
Potentiomètre 470 $\Omega$ sur support	Réf. 283 058



## Polytech Instrumentation, c'est

- 1 300 références en électronique et électrotechnique pour équiper votre établissement
- 10 000 produits complémentaires dédiés à l'enseignement technique et supérieur



## Notre équipe de conseillers est à votre écoute

Dans votre région, votre conseiller réalise sur demande des démonstrations de matériels didactiques.

Au service clients, votre assistante régionale répondra à toutes vos demandes de devis ou de suivi de commande.

Contactez les **0 825 563 563**

0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30



## Sur **www.polytech-instrumentation.fr** toutes vos ressources naturelles

Surfez sur le site de Polytech et accédez aux nouveautés, à des ressources spécifiques comme les TP, les FAQ, les vidéos, les mises à jour logiciel... et les lettres d'informations !



Offrez-vous une  
réponse unique,  
simple et complète  
à toutes vos attentes



**319,00 €**  
Réf. 451 038 07



## Console PRIMO

- Simplicité de mise en œuvre : avec Primo, gagnez du temps ...
- Performances adaptées : avec Primo, vos TP sont assurés
- Gamme de capteurs complète : avec Primo, explorez simplement de nouveaux champs expérimentaux

Plus d'infos sur [jeulin.fr](http://jeulin.fr)



# Une solution flexible pour vous accompagner dans la mise en place de l'Ex.A.O. en Lycée Pro

## Logiciel Atelier Scientifique Lycée Pro

- Tout en 1
- 3 modules pour mieux s'adapter à votre pédagogie
- En évolution permanente pour mieux répondre à vos besoins



## Le duo gagnant plébiscité par les enseignants

*"J'utilise la Primo depuis 2008 et j'en suis très satisfait..."*

*Par exemple, lors du TP "Transfert de chaleur", mes élèves peuvent vérifier, grâce à l'Atelier Scientifique, que lors d'un changement d'état, la température d'un corps pur ne varie pas (module CME1)... Ils peuvent très facilement réaliser le graphique avec différents corps purs."*

J. POUSSOU, enseignant de LP - Bouches-du-Rhône

Vous aussi, faites confiance à une solution qui a fait ses preuves. En associant Primo et des nouveautés exclusives développées par Jeulin, vous répondez ainsi aux exigences du nouveau programme de LP.

# Mallette : Structure et propriétés de la matière, acidité, basicité, pH

Rangement facilité avec la mallette chimie 1 et 2

## LES + DE LA MALLETTE

- Équipement complet verrerie, mesure et pH-métrie
- Tests nitrate et dureté totale prêts à l'emploi
- Coffret chimie organique 30 atomes

### Programme

- Représentations moléculaires, de  $H_2$ ,  $HCl$ ,  $H_2O$ ,  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $CH_4$ , hydrocarbure jusqu'en  $C_6$ , éthanol
- Utilisation de papiers indicateurs de nitrate.
- Étude de la dureté des eaux.
- Préparation d'une solution mère.
- Préparation d'une solution par dilution, mesure du pH.
- Dissolution.
- pH des solutions employées dans la vie courante. Reconnaissance du caractère acide, basique ou neutre.

### Composition de la mallette

- 1 balance électronique 400 g / 0,1 g	Réf. 701 056
- 1 poire pour pipettes 5 à 25 mL	Réf. 703 172
- 1 spatule double inox 150 mm	Réf. 703 283
- 1 agitateur en verre	Réf. 713 002
- 1 compte-gouttes en verre brun (lot de 6)	Réf. 713 128
- 1 pipette jaugée 1 trait 10 mL classe B	Réf. 713 047
- 1 pipette jaugée 1 trait 20 mL classe B	Réf. 713 215
- 1 fiole jaugée 50 mL classe A à bouchon PP	Réf. 713 266
- 1 fiole jaugée 100 mL classe A à bouchon PP	Réf. 713 267
- 1 éprouvette graduée 100 mL TPX	Réf. 723 059
- 2 béchers forme basse 100 mL verre Boro 3,3	Réf. 713 119
- 3 béchers forme basse 250 mL verre Boro 3,3	Réf. 713 120
- 1 tube à essais 16 x 160 mm verre Pyrex (lot de 10)	Réf. 181 011
- 1 support en bois pour 6 tubes à essais	Réf. 701 132
- 1 pissette ronde 250 mL PE	Réf. 723 209
- 1 rouleau de papier indicateur de pH	Réf. 107 012
- 1 pH-mètre stylo	Réf. 701 305
- 4 capsules fond plat 50 mL en verre Boro 3,3	Réf. 713 201
- 2 pincen en bois pour tubes à essais	Réf. 703 106
- 1 modèle organique 30 atomes	Réf. 702 018
- 1 appareil caractérisation des gaz	Réf. 253 025
- 1 test nitrate/nitrite 100 bandelettes	Réf. 107 422
- 1 dureté totale 100 bandelettes	Réf. 107 350

### Mallette complète

Réf. 250 010 00 **351,17 € HT** 420,00 € TTC

### Compléments conseillés Ex.A.O.

Capteur pH Ex.A.O. Primo Réf. 472 003  
Électrode JLE10 Réf. 703 408

De nombreux produits chimiques dans notre catalogue Physique-Chimie 2010/2011 ou sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

# Mallette : Techniques d'analyse et de dosage


## LES + DE LA MALLETTE

- Mesure de 6 paramètres indicateurs de qualité de l'eau
- Ensemble complet pour CCM des glucides
- Vaste choix de matériels complémentaires pour vos dosages

### Programme

- Recherche des ions contenus dans une eau.
- Identification des glucides contenus dans une boisson (chromatographie sur couche mince...).
- Dosage d'un vinaigre, d'une solution diluée d'un déboucheur commercial...

Un ensemble complet pour faciliter vos TP



Des dosages faciles et précis grâce à l'Ex.A.O.

### Composition de la mallette

- Kit pureté des eaux
- Burette de Mohr avec robinet téflon
- Mini agitateur
- Erlenmeyer 100 mL col large
- Plaques CCM (boîte de 50)
- Cuve pour chromatographie
- Micropipettes capillaires (lot de 250)
- Support pour burette
- Pince polypropylène

- Réf. 106 083
- Réf. 713 272
- Réf. 701 098
- Réf. 713 206
- Réf. 591 014
- Réf. 713 427
- Réf. 713 141
- Réf. 703 531
- Réf. 703 284



### Mallette complète

Réf. 250 011 00 **417,22 € HT** 499,00 € TTC

### Compléments conseillés

Capteur pH Ex.A.O. Primo	Réf. 472 003
Électrode JLE10	Réf. 703 408
Soufflerie à air chaud	Réf. 701 306
Sodium hydroxyde 1 L à 0,1 mol/L	Réf. 106 180
Acide chlorhydrique 1 L à 0,1 mol/L	Réf. 106 085
Butanone 1 L	Réf. 102 091
Éthanol dénaturé 95° - 1 L	Réf. 102 002
Acide éthanoïque 1 L à 99 %	Réf. 106 002
Fructose D(-)	Réf. 107 074
Glucose D(+), anhydre - 500 g	Réf. 107 061
Potassium permanganate 250 g	Réf. 104 718
Saccharose D(+) poudre - 250 g	Réf. 107 109
Sodium carbonate anhydre 1 kg	Réf. 106 130



# Mallette : Électricité courant continu et alternatif


## LES + DE LA MALLETTE

- Platinas UME 40 puits extensible
- Modules UME entièrement sécurisés
- Joulemètre Initio® réunissant dans le même boîtier les propriétés de 5 appareils : voltmètre, ampèremètre, chronomètre, wattmètre et joulemètre

**Vous pouvez acheter tous les composants séparément sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)**

## Programme

- Étude d'une ampoule de lampe de poche
- Mesure du courant et de la tension
- Circuit composé d'un ou plusieurs dipôles résistifs
- Illustration des propriétés d'additivité des tensions et des intensités
- Réalisation d'un montage à partir d'un schéma
- Mesure de puissance et d'énergie



**Retrouvez tous vos compléments dans le nouveau catalogue Physique-Chimie 2010-2011**

## Composition de la mallette

- 1 platine UME 40 puits
- 2 culots E10
- 2 résistances 100  $\Omega$  3 W
- 2 résistances 330  $\Omega$  3 W
- 1 interrupteur à bascule sécurisé
- 2 multimètres UT30A
- 1 joulemètre Initio® SA
- 1 alimentation Evolution F6F12/ 5 A
- 1 variateur de tension 0-10 V Initio®
- 5 cordons noirs sécurisés 50 cm
- 5 cordons rouges sécurisés 50 cm

Réf. 302 177  
Réf. 302 275  
Réf. 302 289  
Réf. 302 290  
Réf. 302 276  
Réf. 291 222  
Réf. 291 220  
Réf. 281 083  
Réf. 302 174  
Réf. 283 078  
Réf. 283 073

## Mallette complète

Réf. 250 015 01 **505,02 € HT** 604,00 € TTC

## Compléments conseillés

Électrolyseur à électrodes interchangeables	Réf. 282 014
Compteur électrique didactique	Réf. 282 003
Compteur d'énergie numérique	Réf. 282 012




# Mallette : Ex.A.O. Électricité / Acoustique

## LES + DE LA MALLETTE

- En CAP, l'Ex.A.O. peut aisément remplacer un oscilloscope
- L'apparence de l'oscilloscope analogique pour une acquisition numérique

### Programme

- Identification d'un son périodique
- Mesure de la période d'un son pur
- Mesure d'un niveau d'intensité sonore
- Utilisation d'un GBF pour générer un son
- Enregistrement d'un son émis par un diapason
- Identification d'une tension alternative
- Utilisation d'un GBF et d'un oscilloscope



Encore plus d'infos  
sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

### Composition de la mallette

- |   |              |
|---|--------------|
| - 1 console Primo                       | Réf. 451 038 |
| - 1 logiciel Atelier Scientifique LP VI | Réf. 000 586 |
| - 1 capteur sonomètre / microphone      | Réf. 472 021 |
| - 1 haut parleur                        | Réf. 292 049 |
| - 1 paire de Diapasons + masses         | Réf. 221 001 |
| - + marteau + caisses de résonance      | Réf. 293 060 |
| - 1 GBF Initio®                         | Réf. 472 042 |
| - 1 capteur ampèremètre 1 A             | Réf. 281 243 |
| - 1 adaptateur secteur 12 V             |              |

### Mallette complète

Réf. 250 012 01 **835,28 € HT** 999,00 € TTC

### Compléments conseillés

Diapason 256 Hz Réf. 221 002



## Notre équipe de conseillers est toujours à votre écoute

Dans votre région, votre conseiller réalise sur demande des démonstrations de matériels didactiques en conformité avec les nouveaux programmes



## Vous disposez d'une formation à la carte

Vous allez investir dans une solution Ex.A.O. ou vous venez d'acquérir une console Primo ou si vous souhaitez mieux maîtriser l'Ex.A.O., nous organiserons dans votre établissement une formation spécifique.



## Vous pouvez compter sur notre assistance technique gratuite

Pour vous aider à mettre au point une expérience, nos spécialistes répondront à toutes vos questions techniques au **0 825 563 563**

0,15 € TTC /min à partir d'un poste fixe du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.



## Mallette : Thermométrie et changements d'états

### Les + de la mallette

- Évolution de la température au cours d'un changement d'état
- Solidification du cyclohexane



Avec ou sans console Primo, vous pouvez étudier la congélation de l'eau



#### Composition de la mallette

- 1 mini congélateur
- 1 capteur thermomètre réponse rapide\*

\*Nécessite une console Ex.A.O. Primo et son logiciel

Réf. 701 075

Réf. 472 053

#### Mallette complète

Réf. 250 016 01 **137,96 € HT** 165,00 € TTC

#### Compléments conseillés

Atelier Scientifique LP Réf. 000 587

Alimentation F6F12 V / 5 A Réf. 281 083

Cyclohexane pur 1 L Réf. 102 060

# Mallette : Complément pour Mécanique 1 par Ex.A.O.

## LES + DE LA MALLETTE

- Logiciel assurant l'enregistrement, le montage et le traitement des vidéos de la webcam.
- Chronophotographie d'une vidéo en 2 clics
- Mesure directe de la fréquence de rotation par le capteur Tachymètre
- Complète idéalement la mallette Ex.A.O. Électricité pour aborder la mécanique par l'Ex.A.O. (voir page 25)

Conforme  
au nouveau  
programme

### Programme

- Observation d'un mouvement
- Chronophotographie
- Calcul d'une vitesse moyenne
- Lecture de fréquence de rotation à l'aide d'un tachymètre



### Composition de la mallette

- 1 capteur tachymètre
- 1 disque pour stroboscopie
- 1 logiciel Cinéris
- 1 webcam SPC 1030 NC

Réf. 472 073

Réf. 222 025

Réf. 000 344

Réf. 571 095

### Mallette complète

Réf. 250 013 01      **321,91 € HT**      385,00 € TTC

### Compléments conseillés

Chute dans un fluide : Tube 2	Réf. 243 008
Alimentation Evolio F3-12 / 1 A	Réf. 281 001
Variateur de tension Initio®	Réf. 302 174
Console Primo	Réf. 451 038



# Mallette : Mécanique 2 et 3

## LES + DE LA MALLETTE

- Tous les éléments sont fournis avec un support magnétique
- 5 figures géométriques pour détermination du centre de gravité
- Dynamomètre simple, une seule échelle, réglage du zéro par simple rotation du disque autour de l'axe
- Nombreux éléments pour étude des moments et forces

### Programme

- Équilibre de solides de masse négligeable soumis à deux actions
- Mesure d'une force
- Recherche de la position du centre de gravité
- Vérification expérimentale de l'effet du bras de levier
- Modélisation d'outils d'usage professionnel



### Composition de la mallette

- 2 dynamomètres circulaires 5N
- 2 supports dynamomètres magnétiques élèves
- 1 tableau magnétique Méca
- 1 boîte de masses à crochet
- 1 maquette Centre de gravité
- 1 mallette Forces et moments

Réf. 322 003  
Réf. 322 007  
Réf. 312 075  
Réf. 703 016  
Réf. 322 044  
Réf. 322 041

### Mallette complète

Réf. 250 014 01 **500,00 € HT** 598,00 € TTC

### Complément conseillé

Clé dynamométrique Réf. 322 045



# Mallette : Prévention des risques chimiques et électriques

## Les + de la mallette

- Équipement économique complet pour un groupe de 6 élèves
- 2 affiches de sécurité pour vos laboratoires conformes à la nouvelle réglementation



x6



Simplifiez-vous  
la vie avec Jeulin :  
- achat aisé  
- rangement facilité



x6

x6



x6



### Composition de la mallette

- |  |              |
|--|--------------|
| - 6 blouses taille XL                                    | Réf. 150 075 |
| - 6 paires de gants de protection Nitrile Moyen          | Réf. 150 098 |
| - 1 paire de gants en vinyle à usage unique (lot de 100) | Réf. 150 065 |
| - 6 sur-lunettes éco                                     | Réf. 150 093 |
| - 6 mouffles de préhension                               | Réf. 150 033 |
| - 1 affiche Comment lire une étiquette ?                 | Réf. 817 053 |
| - 1 affiche Risque et sécurité au laboratoire            | Réf. 817 056 |

### Mallette complète

Réf. 250 009 00      **280,10 € HT**      335,00 € TTC



Sur  
**www.jeulin.fr**  
toutes vos ressources  
naturelles



Découvrez nos  
**nouveautés de la rentrée 2010-2011**

Retrouvez toutes ces nouveautés sur notre site.



Pour toujours mieux vous répondre,  
**des enseignants auteurs**  
ont conçu des contenus spécifiques

comme le Cahier de TP, le Guide d'équipement Lycée Pro, les fiches de TP...



**Services gratuits 24h/24**  
en un seul clic sur **jeulin.fr**

Découvrez toutes les promotions du web, les dernières nouveautés, les FAQ du mois et l'espace d'échange constructif avec le wiki Ex.A.O.



Spécial Enseignement Professionnel



Équipez vos élèves  
avec des caisses à outils  
que vous aurez conçues !



## Nos engagements

- Présentation des outils dans votre établissement
- Pré-commande en mai
- Commande définitive au plus tard le 15 juillet
- Livraison avant le 20 septembre
- Facturation au choix : l'élève ou l'établissement

Pour en savoir plus, contactez-nous au **0 825 563 563**

Prix garantis jusqu'au 30 avril 2011



Rue Jacques-Monod, ZI n°1 Nétreville, BP 1900, 27019 Evreux cedex, France  
Métropole • Tél : +33 (0)2 32 29 40 00 • Fax : +33 (0)2 32 29 43 99  
International • Tél : +33 (0)2 32 29 40 23 • Fax : +33 (0)2 32 29 43 24  
www.jeulin.fr • contact@jeulin.fr

SA au capital de 3 233 762 € - Siren RCS Evreux B 387 901 044 - Siret 387 901 044 00017

Article : 951256



91951256 10000001